

OW

hijyenDM

ORTAM & YÜZEY

DEZENFEKTANI



**HAVA AMBULANSLARI
DEZENFEKSİYON VE ANTİMİKROBİYAL FİLM
KAPLAMA HİJYEN UYGULAMASI**



DILECHEM



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

Oh hijyenDM

ortam & yüzey
dezenfektanı

- Biz Kimiz?
- Ürünümüz & Özellikleri
- Uygulama Yöntemlerimi & Alanlarımız
- Uygulama Öncesi & Sonrası
- Sertifikalandırma



DILECHEM



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

Biz Kimiz

Dilechem Kimya biyolojik ve ekolojik sorunlara yenilikçi ve etkin çözümler üretmek için kurulmuştur.


Bizler **Dilechem Kimya** olarak İnsan ve Canlı sağlığını olumsuz etkileyen faktörlere karşı yenilikçi, sağlıklı ürünler ve yöntemler geliştirmeyi hedef edinmiş ve 20 yıldır sürdürülen yurt içi, yurt dışı Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ürünlerimiz, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve endüstrinin bir çok farklı alanına yönelmiştir.

Edindiğimiz tecrübe ve birikim ile günümüz şartlarında direnç kazanmış bakteri, virüs, küf ve mantar kaynaklı hastalık ve kayıpları minimize edecek etkin ürünler ile çözümler sunuyoruz.

Tüm bunları zehirli kalıntılardan uzak, ağır metaller kullanmadan, insana ve çevreye zarar vermeden doğada çözünebilen ürünlerimiz ile yapıyoruz.

İnsan ve canlı sağlığının önemi bilinciyle sağlıklı ve hijyenik alanlar oluşturmak için ürettiğimiz inovatif ve yenilikçi ileri teknoloji ürünlerimiz sürdürülebilir etkidir.

Amacımız İnsan ve Canlı sağlığını korumak.



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

Ürünümüz & Özellikleri

- ✓ **Oh hijyenDM** 20 yıldır devam eden Ar-Ge sonucunda geliştirilmiş ürünlerimizden birisidir.
- ✓ Renksiz, Kokusuz,
- ✓ Ağır metal, alkol, klor dioksit ve benzeri kimyasal maddeler içermez.
- ✓ Uçucu bileşenler içermez,
- ✓ Toksik değildir.
- ✓ Temas ettiği yüzeylerde uzun süre kalıcı etkiye sahiptir.
- ✓ Canlılar için zararsızdır.
- ✓ Geniş bir spektruma sahiptir.
- ✓ Uygulandığı alanda elektrikli ve elektronik ekipmana zarar vermez.
- ✓ Yüksek UV, sıcaklık ve nemden etkilenmez.
- ✓ Tekstil, metal, cam, plastik ve ahşap malzemelere zarar vermez, yüzeylerinde leke iz bırakmaz.
- ✓ Solunum yoluyla canlılara zarar vermez.
- ✓ Uygulandıktan **5 dakikada** sonra mikroorganizmalar üzerinde etkinliği başlar ve bu etkiyi **uygulandığı bölgedeki mikrobiyolojik yüke göre 1 ila 4 ay** sürdürür.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr


www.dilechem.com.tr

Oh hijyenDM

GENİŞ SPEKTRUMU İLE MİKROORGANİZMALARA KARŞI AKTİFTİR.

The World's Biggest Consumers Of Antibiotics


Defined daily dose of antibiotics per 1,000 people in selected countries (2013)



@Statista_com

Source: OECD

statista



Species (no. of strains tested)	AP	CHG	MUP
MSSA (36)	0.06-05	0.06-1	0.06-1
MRSA (62)	0.06-0.5	0.5-2	0.06->256
MRSE (9)	0.06-0.25	0.5-2	0.25-0.5
E. faecalis (27)	2-16	2-16	32-128
VRE (5)	4-16	4-16	32-64
Spores of B. subtilis (1)	0.125	1	1
Spores of B. anthracis (1)	0.125	1	1
E. coli (65)	1-8	2-8	128-256
Klebsiella spp. (45) ^a	1-8	4-32	32->256
Enterobacter spp. (20) ^b	1-8	8-32	128->256
P. aeruginosa (59)	4-32	8-32	32->256
Proteus spp. (7) ^c	4-32	8-64	256->256
Salmonella spp. (6) ^d	1-2	2-4	128-256
Shigella spp. (2) ^e	2-4	1-2	128-256
Y. enterocolitica (1)	2	32	256
Acinetobacter spp. (4) ^f	1-8	2-32	32->256
S. maltophilia (4)	8-32	16-32	256->256
Candida spp. (10) ^g	0.125-4	1-16	32-256
Aspergillus spp. (7) ^h	1-16	8-64	64->256

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

Neden Oh hijyenDM®

Bakteri, mantar, virüs ve sporlar sağlığınıza zararlıdır, sağlık üzerinde olumsuz geri dönülmez etkiler yaratabilir.

Toplu ve Bireysel Çalışma ve Yaşam alanlarında Mikroorganizmaların yoğun oldukları ortamlar İNSAN sağlığını tehdit eder, bu da hijyenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler, insan eliyle oluşturulan zararlı etmenler bizleri ve sevdiklerimizi hasta etmektedir.

Çare ararken daha büyük yanılgılar yaşanabiliyor.

Bilinçlenerek ve doğru uygulamalar ile bu kayıpların önüne geçebiliriz.



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü


Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEKONTAMİNASYON ETKİSİ



Oh hijyenDM ile tüm kapalı alanların, yüzeylerin, ekipmanın, havalandırma kanal ve klimaların kolay ve zahmetsizce dezenfeksiyonunu sağlar.

Malzemeyi okside etmeyen, kalıntı bırakmayan insan sağlığına dost içeriği olan **Oh hijyenDM** dezenfektan ürünümüz, patentli modern ekipmanlarımız ile ortama ve havalandırma kanallarına 4-7 mikron damlacık çapında verilen kuru buhar şeklinde tatbik edilir.

Uygulanan kuru buhar yüzeylerde, hava kanalları içerisinde, ortamda ve üründe ıslaklık yaratmaz.

Yapılan uygulama kapalı alanlarda , santrallerin, filtrelerin ve hava iletim sisteminin sair bölümlerine homojen dağılarak tüm sistemde bakterisidal , virüsidal, fungusidal ve sporisidal etki ile depo ve ürünler üzerinde hijyenik ve sağlıklı hava ortamı yaratılır.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

MİKROORGANİZMA	TEMAS SÜRESİ dakika	KONSANTRASYON (%)	SONUÇ (%)
<i>Aspergillus fumigatus</i>	5	0.5	99
<i>Bacillus cereus spores</i>	5	0.5	99
<i>Candida albicans</i>	5	0.5	99
<i>Canine parvovirus</i>	5	0.5	99
<i>Erwinia carotovora subsp. carotovora</i>	5	0.5	99
<i>Escherichia coli</i>	1	0.5	99
<i>Lactobacillus sp.</i>	1	0.5	99
<i>Legionella pneumophila</i>	10	0.5	99
<i>Listeria monocytogenes</i>	1	0.5	99
<i>Listeria monocytogenes</i>	1	0.5	99
<i>Mycobacterium bovis</i>	60	0.5	99
<i>Newcastle Disease virus</i>	1	0.5	99
<i>Pediococcus sp.</i>	5	0.5	99
<i>Proteus mirabilis</i>	1	0.5	99
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5	0.5	99
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5	0.5	99
<i>Pseudorabies virus</i>	5	0.5	99
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1	0.5	99
<i>Salmonella choleraesuis</i>	1	0.5	99
<i>Salmonella choleraesuis</i>	1	0.5	99
<i>Salmonella typhimurium</i>	1	0.5	99
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	0.5	99
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	0.5	99
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	0.5	99
<i>Streptococcus faecalis</i>	1	0.5	99
<i>Streptococcus faecium</i>	1	0.5	99
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	60	0.5	99

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

Oh hijyenDM

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ KLİNİK TESTLERDE
YUKARIDA Kİ HASTALIKLARA SEBEP OLAN
VİRÜS, BAKTERİ VE ZARARLI
MİKROORGANİZMALARI
%99,999 YOK EDER.

Oh hijyenDM®
İLE
SAĞLIKLI HİJYEN



DILECHEM



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

UYGULAMA ALANLARIMIZ



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

UYGULAMA ALANLARIMIZ

HASTANE DEKONTAMİNASYONU ve ANTİMİKROBİYAL FİLM KAPLAMA



Uçan ambulans pilot ve paramedikleri, hastaları ve ziyaretçileri dar ve kapalı alanlar nedeni ile enfeksiyon ile karşı karşıya kalabileceği risk potansiyeli en yüksek alanlardır. Enfeksiyon kontrolüne yönelik yapılan kontaminasyonu önleyici prosedürler hali hazırda uygulansa da yetersiz kalınan durumlar söz konusu olabilmektedir.

Hijyenik bir genel ortam enfeksiyonları önlemede en büyük adımlardan birisidir.

Günlük dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedür ve protokollerinin başarısını da pozitif etkileyecektir.

Katyonik polimer yapıdaki Oh hijyenDM süreğen etkisiyle klasik dezenfektanlara göre daha etkindir.

Patojenlerin üremesi, yayılması ve koloniler kurması engellenmiş olur.

Kontak temaslı anlık etkili dezenfektan ürünleri ile arzu edilen sonuçlar elde edilemez.

Sağlık alanında mikroorganizmalarla mücadele anlık değil sürekli olmalıdır.

Nasıl ki hastanelerde kullanılan alet, ekipman ve teknikler ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmekte ise; sağlıklı tedavi alanları oluşturmak için kullanılan ürünler ve uygulama teknikleride buna paralel gelişme göstermektedir.

Oh hijyenDM günümüz ihtiyaç ve taleplerini kusursuz karşılayan en gelişmiş ve dengeli biyosidal ürünüdür.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü


Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

ORTAM SİSLEMESİ İLE DEZENFEKSİYON



Oh hijyenDM Sisleme yöntemi ile uçan ambulanalar gibi dekontaminasyonun önemli olduğu kritik alanlarda tam homojen dağılımla tüm yüzeylere ulaşır.

Ortama yayılan 4 mikron damlacık çapındaki kuru buhar nem oluşturmaz.

Uygulama yapılan ortamda bulunan elektronik ekipman ve aletlere zarar vermez, oksitlemez.

Bakterisidal, virüsidal, fungusidal ve sporosidal etkilidir. Bilinen tüm nozokomiyal enfeksiyon patojenlere karşı etkilidir.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

HEKİM, ASİSTAN VE HASTALARIMIZI KORUYORUZ



Bu noktada toksik madde, ağır metal, aktif madde içermeyen, sürdürülebilir etkili

Oh hijyenDM sektörünüze sunuyoruz.

Ortama sisleme uygulaması ile tatbik edilerek antimikrobiyal ile film tabaka oluşturulur.

Bu antimikrobiyal film tabaka sayesinde özellikle hava yoluyla taşınan damlacık ve aerosollerle yayılan enfeksiyonların önlenmesinde başarılı ve güvenilir sonuçlar elde edilir.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

YER / YÜZEY / EKİPMAN DEZENFEKSİYON



Oh hijyenDM ile Girişimsel cerrahi aletleri, Dental cerrahi aletleri, Laparoskopi aletleri, Rijid ve exible endoskopların ön dezenfeksiyonunda kullanılır.

Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik makinelerde ve manuel kullanıma uygundur.

Çelik, porselen, cam, seramik, silikon, plastik, pvc, akrilik, polimer, polikarbon, HDPE ve polistren malzemelerde kullanıma uygundur.

15 günlük uzun stabil etki süresi , geniş antimikrobiyal aktivite ve anti korozif etkiye sahiptir. Organik atık birikiminde değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

YER / YÜZEY / EKİPMAN DEZENFEKSİYON



Oh hijyenDM ile Hastane yerleşkelerinde tüm yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılır. Sprey, **aeresol**, solüsyon **emdirilmiş mendil / havlu** ürünlerimiz ile pratik, hızlı ve etkin dezenfeksiyon sağlanır.

Yatan hasta odalarında taburcu olan hastalardan sonra odanın yeni hastaya hazırlanması sürecinde, **Aeresol** formundaki **Oh hijyenDM** ile 15 dakikada pratik ve hızlı dekontaminasyon gerçekleştirilmektedir.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

HASTANE TEKSTİLİ DEZENFEKSİYONU ve ANTİMİKROBİYAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ



Dilechem Kimya tekstil alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar sonucu tekstil ürünlerine antimikrobiyal özellik kazandıran özel bir formülasyon geliştirmiştir.

Tekstil ürününün matrisine bağlanan formülümüzün kazandırdığı antimikrobiyal özellik sayesinde, tekstil ürünlerinde 90 °C'de 100 yıkamaya kadar migrasyon olmadan etkinliğini sürdürmektedir.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

HİJYENİK EL YIKAMA

HEKİM, ASİSTAN VE HASTALARIMIZI KORUYORUZ



Oh hijyenDM cerrahi ve hijyenik el antisepsisi için klinik muayenehane ve dental alanlarda güvenle kullanılan sprey ve aerosol formunda el dezenfetanıdır.

Hijyenik el yıkama için 3ml **Oh hijyenDM** kuru ellere püskürtülür ve eller 30 sn boyunca ovulur.

Cerrahi el yıkama için 6ml **Oh hijyenDM** kuru ellere püskürtülür ve eller 2 dk boyunca ovulur.

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799


info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

ORTAMIN HAVASINDAN ALINAN NUMUNELERİN ÖNCESİ & SONRASINI GÖSTERİR PETRİLER



*Uygulama öncesi ortam havasından alınan
hava numunesinde görülen
mikroorganizma kolonileri.*



*Oh hijyenDM® uygulama sonrası ortam
havasından alınan mikrobiyoloji
numunesinde üreme yoktur.*



*Uygulama öncesi ortam havasından
alınan hava numunesinde görülen
mikroorganizma kolonileri.*



*Oh hijyenDM® uygulama sonrası ortam
havasından alınan mikrobiyoloji
numunesinde üreme yoktur.*

**Alanında akredite laboratuvarlar ile çalışıyoruz.
Periyodik olarak alınan mikrobiyoloji numunelerini analiz ederek deponuzun
hijyen durumunu takip ediyor ve uygulamamızı sertifikalandırıyoruz.**

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

UYGULAMA ÖNCESİ & SONRASI

YÜZEY NUMUNELERİ

UYGULAMA ÖNCESİ YÜZEY
SWAB NUMUNESİNDE, ATP
CİHAZINDA ÖLÇÜLEN
MİKROORGANİZMA SAYISI

Oh hijyenD EUYGULAMA
SONRASI YÜZEY SWAB
NUMUNESİNDE, ATP
CİHAZINDA ÖLÇÜLEN
MİKROORGANİZMA SAYISI



DILECHEM



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

SERTİFİKA ÖRNEĞİMİZ

Dilechem **Oh hijyenDM®** olarak,

Uygulamasını yaptığımız değerli işletmelerinizde sağladığımız sağlıklı ve hijyenik ortamları işletmeniz adına aşağıda örneğini gördüğünüz gibi sertifikalandırıyoruz.

Süresi ve çevreye son derece duyarlı içeriği ile rakipsiz olan ürünümüzün işletmenize neler sağlayabileceğine bakalım.

- Kontaminasyon riskini ve tehlikeli patojen oluşumunu bertaraf eder ve uzun süreli engeller.
- Hekim, yardımcı personel ve hasta arasında çapraz bulaşmayı önler, sağlık nedenleri ile oluşan iş gücü kaybını minimize indirir
- Kalite yönetimi açısından şirketinizin “iyi işletmeler uygulamalarını” destekler.
- Yaptığımız sağlıklı hijyen çalışmaları ile müşteri memnuniyeti sağlar.
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden şirketinizi kurumsal alanda destekler ve personel verimini artırır.



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi


Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr



SAĞLIĞINIZ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr

OW

hijyenDM

İLE SAĞLIKLI HİJYEN



DILECHEM



Dilechem Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova / İzmir

+90 535 016 2799

info@dilechem.com.tr

www.dilechem.com.tr